

管状炉用

デジタル温度コントローラー



AGC-10P



AGC-N



AGC-S



AGC-1PK



AGC-CST



AGC-1PTK-THV



デジタル温度コントローラーシリーズ

当社セラミック管状炉用に12種類の温度コントローラーを用意いたしました。用途に応じてお選び下さい。

一般温度コントロールタイプ

型式	AGC-S	AGC-N	AGC-CST
温度設定範囲	0 ~ 1200℃		
温度設定単位	1℃単位	1℃単位	1℃単位
温度制御方式	PID制御[オートチューニング付]		
出力操作器	SSR	SSR	SSR
温度センサー	K熱電対	K熱電対	K熱電対
電気容量	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A
付加機能	—	過熱防止器	過熱防止器 縦型
本体寸法	150W × 200D × 80Hmm	320W × 300D × 115Hmm	150W × 300D × 285Hmm
価格	83,000円	165,000円	176,000円

温度プログラマータイプ

型式	AGC-1PK	AGC-10P	AGC-32P
温度設定範囲	0 ~ 1200℃		
温度設定単位	1℃単位	1℃単位	1℃単位
温度制御方式	プログラム式PID制御[オートチューニング付]		
出力操作器	サイリスター	サイリスター	サイリスター
プログラム数	1パターン9ステップ	10パターン10ステップ	32パターン32ステップ
温度センサー	K熱電対	K熱電対	K熱電対
電気容量	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A
付加機能	過熱防止器	過熱防止器	過熱防止器
本体寸法	320W × 300D × 115Hmm	320W × 300D × 165Hmm	320W × 300D × 165Hmm
価格	220,000円	275,000円	385,000円
縦型タイプ	寸法	150W × 300D × 285Hmm	150W × 300D × 335Hmm
PT型	231,000円	286,000円	396,000円
パワーボリューム付き	264,000円	319,000円	429,000円

- 単相200Vでの操作も出来ますのでお問い合わせください [別見積]
- K熱電対 [1.6Φ × 150mmL] は付属しております
- R熱電対仕様の温度コントローラーも制作できます [別見積]

温度を科学する

株式会社 アサヒ理化製作所

本社 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地の3
〒262-0043 TEL 043-257-9123(代)
FAX 043-257-9229

代理店