

管状炉用

# デジタル温度コントローラー



AGC-9P



AGC-N



AGC-S



AGC-1P



AGC-CST



AGC-9PT-THV



# デジタル温度コントローラーシリーズ

当社のセラミック管状炉用に12種類の温度コントローラーを用意致しました。用途に応じてお選び下さい。

## 一般温度コントローラータイプ

型 式	AGC-S	AGC-N	AGC-CST
温度設定範囲	0℃ ~ 1200℃		
温度設定単位	1℃単位	1℃単位	1℃単位
温度制御方式	PID制御 [オートチューニング付]		
出力操作器	SSR	SSR	SSR
温度センサー	K熱電対 [1本]	K熱電対 [2本]	K熱電対 [2本]
電気容量	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A
付加機能	—	過熱防止器	過熱防止器 縦型
本体寸法	150W*200D*80Hmm	320W*300D*115Hmm	150W*300D*285Hmm
価 格	75,000円	150,000円	160,000円

## 温度プログラマータイプ

型 式	AGC-1P	AGC-9P	AGC-32P
温度設定範囲	0℃ ~ 1200℃		
温度設定単位	1℃単位	1℃単位	0.1℃単位
温度制御方式	プログラム式PID制御 [オートチューニング付]		
出力操作器	サイリスター	サイリスター	サイリスター
プログラム数	1パターン8ステップ	9パターン9ステップ	32パターン32ステップ
温度センサー	K熱電対 [2本]	K熱電対 [2本]	K熱電対 [2本]
電気容量	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A
付加機能	過熱防止器	過熱防止器	過熱防止器
本体寸法	320W*300D*115Hmm	320W*300D*165Hmm	320W*300D*165Hmm
価 格	200,000円	250,000円	350,000円
縦型タイプ 寸法	150W*300D*285Hmm	150W*300D*335Hmm	150W*300D*335Hmm
P T 型	210,000円	260,000円	360,000円
パワーボリューム付き	240,000円	290,000円	390,000円

- AC200Vでの製作も出来ますのでお問い合わせください [別見積]
- K熱電対 [1.6φ×150mm L] は付属しております
- R熱電対仕様の温度コントローラーも製作出来ます [別見積]

温度を科学する

株式会社 **アサヒ理化製作所**

本 社 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地3  
〒262-0043 ☎ 043-257-9123

FAX 043-257-9229

工 場 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地6  
〒262-0043 ☎ 043-257-9293

代理店