

ボールミル架台 AV-1



ボールミル架台 AV-2



- ┌ ボールミルの小型タイプ
- ┌ 電子制御方式でローラー回転数は無段変速、ボリューム可変自由
- ┌ ローラーはソフトゴム使用
- ┌ タイマー標準装備 時間運転が可能です！

■仕 様

型 式	AV-1	AV-2
ローラー回転数	50~650rpm	50~650rpm
ローラーの長さ	130mm	160mm
使用可能ポット	φ 120迄	φ 150迄
タイマー時間	最長 300Hr	
外 寸 法(mm)	W240×D250×200H	W250×D230×200H
電 源	AC 100V	
価 格(外税)	<b>185,000</b>	<b>231,000</b>

代理店