

# パワースターラー

高粘度試料、ドラフトチャンバー内での使用も可能！

## ● 特徴

強磁力(当社比5倍位)のマグネチックスターラーです、高粘度の試料を攪拌出来ます。用途にあわせて、4000Gと12000Gの2タイプを準備しております

又、下記商品と同仕様にて本体とコントローラーを離れたセパレータータイプも用意されており非常に便利です。

## AMG-S



## AMG-H



型式	AMG-S	AMG-H
回転数	50 ~ 2300 rpm	
攪拌容量	50 mL ~ 10 L 位迄	
モーター	DCモーター 80W	
マグネット	4000G	12000G
外形寸法 (mm)	W220×D220×H80	
電源	AC100V 50/60 Hz	
定価	90,000円	116,000円

## AMGシリーズオプション



- 加熱したオイルバス等を使用する際に。  
(耐熱温度180℃)

名称	AMGシリーズスターラー用耐熱板 (シリコンシート付)
価格	¥19,000

株式会社  
**ASH** アサヒ理化製作所

本社 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地3  
〒262-0043 TEL: 043-257-9123 FAX:043-257-9229  
工場 千葉県千葉市花見川区天戸町1042番地3  
〒262-0043 TEL: 043-257-9293

カタログ番号: No.030606

代理店